



TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de
(T) + 49 381 / 7999 7000
(F) + 49 381 / 7999 7070
Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH
Schillingallee 68
D-18057 Rostock
Germany

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktnummer: | 01-02-403 |
| Produktname: | micromer® |
| Oberfläche: | COOH |
| Durchmesser | 4 µm |
| Konzentration: | 50 mg/ml |
| Partikeltyp: | Polystyrol-Matrix-Partikel |
| Standardabweichung: | < 5 % (C.V.) |
| Form: | sphärisch |
| Dichte: | 1.03 g/ccm |
| Stabil in: | wässrigen Puffern, Methanol, Ethanol und DMSO |
| Nicht stabil in: | halogenierten Kohlenwasserstoffen, Toluol, stark sauren Lösungen, z.B. 10% HCl |
| Produktform: | Suspension in Wasser |
| Partikel pro ml: | 1.4 E9 |
| Partikel pro mg: | 2.9 E7 |
| Farbe: | weiß |
| Weitere Anmerkungen: | Lagerung bei Raumtemperatur. |