



TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de
 (T) + 49 381 / 7999 7000
 (F) + 49 381 / 7999 7070
 Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH
 Schillingallee 68
 D-18057 Rostock
 Germany

Produktnummer:	10-19-801
Produktname:	BNF-Starch
Oberfläche:	streptavidin
Durchmesser	80 nm
Konzentration:	10 mg/ml
Partikeltyp:	vernetzte Stärke-Eisenoxid-Kompositpartikel
Polydispersitätsindex:	< 0.200
Form:	clusterförmig
Dichte:	3.2 g/ccm
Eisenkonzentration:	5.5 mg/ml
Magnetisierung:	49 Am ² /kg Eisen (H = 80 kA/m)
Sättigungsmagnetisierung:	>76 Am ² /kg Eisen (H > 800 kA/m)
Koerzitivfeld Hc:	0.449 kA/m
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
Nicht stabil in:	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
Produktform:	Suspension in PBS-Puffer (pH = 7.4), stabilisiert in 0.02 % Natriumazid
Partikel pro ml:	1.2 E13
Partikel pro mg:	1.2 E12
Biotinbindungskapazität:	> 100 pmol/mg Eisen
Farbe:	dunkelbraun
Weitere Anmerkungen:	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 3 Monate
TECHNOTES:	Die Partikelmatrix besteht aus vernetzter Hydroxyethyl-Stärke.