



TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de
(T) + 49 381 / 7999 7000
(F) + 49 381 / 7999 7070
Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH
Schillingallee 68
D-18057 Rostock
Germany

Produktnummer:	126-01-501
Produktname:	synomag®-CLD-far redF
Oberfläche:	NH ₂
Durchmesser	50 nm
Konzentration:	5 mg/ml
Partikeltyp:	vernetztes Dextran-Eisenoxid-Kompositpartikel
Polydispersitätsindex:	< 0.200
Form:	clusterförmig
Dichte:	2.5 g/ccm
Eisenkonzentration:	3 mg/ml
Magnetisierung:	100 Am ² /kg Eisen (H = 80 kA/m)
Sättigungsmagnetisierung:	> 110 Am ² /kg Eisen (H > 800 kA/m)
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen pH > 4
Nicht stabil in:	organischen Lösungsmitteln, sauren Lösungen pH < 4
Produktform:	Suspension in PBS-Puffer (pH = 7.4)
Partikel pro ml:	3.1 E13
Partikel pro mg:	6.1 E12
Optische Eigenschaften:	Fern-rot fluoreszierend
Farbe:	dunkelbraun
Anregung:	732 nm
Emission:	758 nm
Weitere Anmerkungen:	Lagerung bei 2 - 8 °C, Haltbarkeit: 6 Monate
TECHNOTES:	Die Partikelmatrix besteht aus vernetztem Dextran.