



## TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de  
(T) + 49 381 / 7999 7000  
(F) + 49 381 / 7999 7070  
Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH  
Schillingallee 68  
D-18057 Rostock  
Germany

---

<b>Produktnummer:</b>	41-00-302
<b>Produktname:</b>	sicastar®-blueF
<b>Oberfläche:</b>	plain
<b>Durchmesser</b>	300 nm
<b>Konzentration:</b>	50 mg/ml
<b>Partikeltyp:</b>	blau fluoreszierende Silikatpartikel
<b>Polydispersitätsindex:</b>	< 0.200
<b>Form:</b>	sphärisch
<b>Dichte:</b>	2.0 g/ccm
<b>Porosität:</b>	unporös
<b>Stabil in:</b>	wässrigen Pufferlösungen, organischen Lösungsmitteln
<b>Nicht stabil in:</b>	Flußsäurelösungen, stark basischen Medien, z.B. 6 M NaOH
<b>Produktform:</b>	Suspension in Wasser
<b>Partikel pro ml:</b>	1.8 E12
<b>Partikel pro mg:</b>	3.5 E10
<b>Optische Eigenschaften:</b>	blau fluoreszierend
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Anregung:</b>	354 nm
<b>Emission:</b>	450 nm
<b>Weitere Anmerkungen:</b>	Vor Licht schützen. Lagerung bei Raumtemperatur. Nicht einfrieren!