



TECHNISCHES DATENBLATT

www.micromod.de
(T) + 49 381 / 7999 7000
(F) + 49 381 / 7999 7070
Email-Adresse: info@micromod.de

micromod Partikeltechnologie GmbH
Schillingallee 68
D-18057 Rostock
Germany

Produktnummer:	42-02-303
Produktname:	sicastar®-greenF
Oberfläche:	COOH
Durchmesser	3 µm
Konzentration:	50 mg/ml
Partikeltyp:	grün fluoreszierende Silikatpartikel
Standardabweichung:	< 0.85 µm
Form:	sphärisch mit Unregelmäßigkeiten
Dichte:	1.8 g/ccm
Porosität:	porös
Stabil in:	wässrigen Pufferlösungen, organischen Lösungsmitteln
Nicht stabil in:	Flußsäurelösungen, stark basischen Medien, z.B. 6 M NaOH
Produktform:	Suspension in Wasser
Partikel pro ml:	2.0 E9
Partikel pro mg:	3.9 E7
Oberflächenladungsdichte:	3 µmol/g
Optische Eigenschaften:	grün fluoreszierend
Farbe:	gelb
Anregung:	485 nm
Emission:	510 nm
Weitere Anmerkungen:	Lagerung bei Raumtemperatur.